

ALIMENTARI – FIENO - PAGLIA

STRUMENTO	RISOLUZIONE	PRECISIONE DI CALIBRAZIONE	CAMPO DI MISURAZIONE	CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA	QUANTITA' DI MATERIALE PER LA MISURAZIONE	BILANCIA	VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA	MEMORIA	COLLEGAMENTO AL PC
FS1.1	0,1%	0,9%	5 - 25%		60g	X	X		
FS1	0,1%	0,7%	5 - 30%		60g	X	X		
FS2	0,1%	0,4%	5 - 40%		300g	X	X	X	
FS3	0,1%	0,4%	0 - 40%		300g	X	X	X	opzionale
FS4	0,1%	0,4%	0 - 50%	X	300g	X	X	X	X
FL1	0,5%	1,0%	8 - 40%				X		
FL2	0,1%	0,8%	8 - 60%	X			X	X	opzionale
BLO	0,1%	1,0%	5 - 30%				X	X	X
FLS	0,1%	1,0%	10 - 30%				X	X	opzionale
FSG	0,1%	0,5%	0 - 20%	X	2 litri	X	X	X	opzionale
FLH	0,1%	0,6%	4 - 40%	X			X	X	opzionale
FSA	0,01%	0,3%	3 - 50%	X	500 gr.	X	X	X	opzionale
RHL	0,1%	1,5%	12 - 18%	X			X	X	opzionale

BIOENERGIA

STRUMENTO	RISOLUZIONE	PRECISIONE DI CALIBRAZIONE	CAMPO DI MISURAZIONE	CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA	QUANTITA' DI MATERIALE PER LA MISURAZIONE	BILANCIA	VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA	MEMORIA	COLLEGAMENTO AL PC
BMA	0,1%	1,0%	5 - 70%	X	12 litri	X	X	X	opzionale
BMC	0,5%	1,5%	5 - 50%	X	15,5 litri		X	X	opzionale
BL2	0,1%/0,5%	vedi sensore	vedi sensore	su richiesta			X	X	opzionale
BLL	0,5%	2,5%	10 - 50%	su richiesta	minimo 20 litri		X	X	opzionale
BLW	0,1%		10 - 60%	su richiesta			X	X	opzionale
WLW	0,1%		7 - 150%	su richiesta			X	X	opzionale
BP1	0,1%	0,5%	3 - 20%	su richiesta	280g	X	X	X	opzionale
BLO sensor 12122	0,1%	2,5%	10 - 55%	su richiesta			X	X	X
BLO universal 12477	0,1%	2,5%	2 - 60%	su richiesta			X	X	X

